

2M

BACTOCLOR

BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO

A base de Hipoclorito de Sodio



Características:

2M Bactoclor es un bactericida a base de una solución de hipoclorito de sodio, regulada y estabilizada, adecuada para la desinfección de máquinas ordeñadoras y tanques de frío. La dosis recomendada, asegura una óptima desinfección en el tiempo que dura un enjuague normal. Conservar en lugar fresco.

Función y Usos:

Desinfectante, para su uso en superficies inertes en establecimientos habilitados por SENASA en dosis mínimas de 0,5% durante 10 minutos.

Modo de Empleo:

Antes de iniciar el ordeño, enjuagar la máquina con agua, agregándole a la misma 2M Bactoclor en una

dosis de 50 cc. cada 10 litros de agua. Recircular durante 10 minutos. Drenar la máquina y mangueras de leche, asegurándose de que no quede líquido retenido, sobre todo en la placa de enfriamiento (drenar siempre por la manguera de leche inferior). Enjuagar con abundante agua potable antes de iniciar el ordeño.

Nota:

El desinfectante no ejerce acción limpiadora, por lo tanto debe asegurarse que la máquina esté limpia antes de utilizarlo.

Composición

- Hipoclorito de Sodio
- Hidróxido de Sodio
- Tensioactivos

Precaución:

Producto CORROSIVO. DAÑA O FATAL SU INGESTIÓN, CAUSA QUEMADURAS. USAR GUANTES, PROTECCIÓN OCULAR Y DENTAL PARA MANIPULAR EL PRODUCTO.

No mezclar con álcalis u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES. PRIMEROS AUXILIOS:

En los ojos: enjuagar con abundante agua, con los párpados levantados.

En la piel: lavar con abundante agua la zona afectada.

Al ingerir: enjuagarse la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua.

Centros Toxicológicos de importancia en el país:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas:

011-4664-6648/4658/7777

Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños R. Gutierrez:

011-4962-6666/4962-2247

Hospital de Niños La Plata: 0241-451-5555

Hospital de Niños Córdoba: 0351-445303

Hospital Santa Rosa - Córdoba: 0351-422048/422046

Sanatorio del Niño - Rosario: 0341-4240054/4241010



 C-272

RIP N°: 721479001

Fecha de Elab.:

Fecha de Venc.:

Lote N°:



PRODUCTOS DE EXCELENCIA PARA HIGIENE Y SANIDAD DEL TAMBO Y LA INDUSTRIA

Industria Argentina / Elaborado y fraccionado por **2M QUÍMICA S.R.L.**

Intendente Maciel 950 - Villa María - Córdoba

Servicio al Consumidor:

☎ +54 9 353 4091426 / +54 9 353 4848272

www.2mquimica.com.ar

Contenido Neto

20/t.

200/t.

1000/t.