

2M

IODIP 5000

SELLADOR IODADO 5000 PPM

 **NO CONTIENE NONIL FENOL**



Fórmula:

PRINCIPIO ACTIVO

Cada 100 ml contiene:	
Solución de iodopovidona (10%)	60,00 ml
Glicerina	5,00 ml
Goma Xantica	0,45 gr

Vehículo:

Agua desmineralizada C.S.P	100 ml
Cada ml de esta solución aporta entre 5,2 y 6,2 mg de Yodo activo.	

Características:

Sellador iodado para pezones que evita la penetración de microorganismos causantes de mastitis.

Indicaciones:

Antiséptico, desinfectante y germicida de aplicación externo por inmersión de los pezones después de codo ordeño. También para ser usado como humectante, manteniendo la piel elástica y sin formación de grietas. Se indica el uso para la especie

bovina productora de leche.

Vías de administración y dosis:

Se aplica en forma externa de uso local por inmersión del pezón después de cada ordeño. Lavar con agua potable el pezón, secar y aplicar el producto. Lavar el pezón antes del próximo ordeño eliminando los primeros chorros de leche.

- Llenar el aplicador con IODIP5000 en forma pura.
- Sumergir cada pezón unos segundos después de cada ordeño.
- Utilizar durante toda la vida productiva del animal.

Precauciones de uso:

- Mantener el envase cerrado cuando no se usa.
- No usar con aplicadores tipos spray.
- No utilizar conjuntamente con compuestos mercuriales.

Contraindiciones y limitaciones de uso:

Usado como corresponde no posee. Como todo compuesto iodado, no debe ser usado antes, durante y/o después del uso de mercuriales; pues como es sabido precipita formando Ioduro de Mercurio con acción cáustica y NO ANTISÉPTICA.

Precauciones de seguridad personal

En caso de salpicaduras en los ojos, enjuagar con abundante agua limpia durante 15 minutos. Contraindicado en aquellas personas con hipersensibilidad a los componentes del producto. Si es ingerido beber abundante agua o leche y consultar al Médico en el centro de salud más cercano.

Centros toxicológicos de importancia en el país:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4664-6648/4658-7777 Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños R. Gutierrez: 011-4962-6666/4962-2247 Hospital de Niños - La Plata: 0241-451-5555 Hospital de Niños - Córdoba: 0351-445303 Hospital Santa Roso - Córdoba: 0351-422048/422046 Sanatorio de Niños - Rosario: 0341-4240054/4241010

Venta sin receta en locales con asesoramiento profesional veterinario.

Conservar entre 0°C y 30°C - No exponer al sol.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS AGITAR ANTES DE USAR

USO VETERINARIO

Director Técnico: Edgar Ariel Dal Molin / Médico Veterinario / MP 1555

 **senasa** Certif. N° 13-122

Estab. Elab. N°: 8605

Fecha de Elab.:

Fecha de Venc.:

Lote N°:



**PRODUCTOS
DE EXCELENCIA
PARA HIGIENE
Y SANIDAD
DEL TAMBO
Y LA INDUSTRIA**

Industria Argentina / Elaborado y fraccionado por
2M QUÍMICA S.R.L.

Intendente Maciel 950 - Villa María - Córdoba

Servicio al Consumidor:

☎ +54 9 353 4091426 / +54 9 353 4848272

www.2mquimica.com.ar

Contenido Neto

20/t.

200/t.

1000/t.